

# Obvladovanje tveganja za kožo

## Skin Pigmentation Analyzer SPA 99

- priporočljiv instrument za svetovanje o izdelkih za zaščito pred soncem in posvetlitev kože, oceno tveganja in prilagoditev laserskih tretmajev
- analiza ravni melanina in rdečice kože, ki nakaže ravnovesje med pigmentacijo in rdečico
- prikaz rezultata na zaslonu
- po želji je mogoče opraviti analizo tveganja pri obravnavi z laserjem na računalniku s posebno programsko opremo Dermacheck 3000

SPA 99 je lahka, prenosna in prilagodljiva naprava, ki deluje na baterije in je preprosta za uporabo.

Mogoča je uporaba pri neposredni prodaji, v kozmetičnih in frizerskih salonih, pri dermatologu ali v lekarni, saj boste lažje pritegnili stranke in pospešili prodajo kozmetičnih izdelkov.

Obrnite se na nas za naše posebne dodatke za prenašanje.

pigmentacija in eritem



### Korelacija indeksa melanina in eritema s tipi kože po Fitzpatricku

Tip kože po Fitzpatricku	Indeks melanina	Indeks eritema	Tveganje za hiper-/hipo-pigmentacijo	Tveganje za pojav draženja, ki ga povzroča svetloba
I (zelo svetla ali s pegami) – vedno se pojavijo opekline.				
II (svetla) – navadno se pojavijo opekline.				
III (svetla do olivna) – včasih se pojavijo opekline.				
IV (rjava) – redko se pojavijo opekline.				
V (temno rjava) – zelo redko se pojavijo opekline.				
VI (črna) – nikoli se ne pojavijo opekline.				

Tehnični podatki:

Napajanje: baterija (9 V); mere: 15 x 14 x 4,5 cm, teža: 0,5 kg; načelo merjenja: absorpcija/odboj

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.



Arlen d.o.o.  
Letoviška pot 12, 6000 Koper  
W: [www.ck-slovenija.si](http://www.ck-slovenija.si) E: [info@arlen.pro](mailto:info@arlen.pro)  
T: 040 530 585