



Hitri pregled kože s posebnimi folijami

Sebufix® F 16

Trak za zbiranje sebuma



- poseben trak za hitro zbiranje sebuma
- prikaže lise, ki nakazujejo aktivnost žlez lojnic



Komplet za domači test Dermacheck

Tehnični podatki:

Mere traku Sebufix® F 16: 1,7 x 1,7 cm

Mere traku Corneofix® F 16: 2 x 2 cm

Ø blazinice Sebupad SP 49: 1,4 cm, višina: 1 cm

Vse folije so dokazano povsem neškodljive za kožo.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb folij in blazinic brez predhodnega obvestila.

sebum in deskvamacija


Corneofix® F 20

Folja za zbiranje odluščene kože



- poseben prozorni lepilni trak
- zbira korneocite z zgornje plasti kože
- natančen prikaz suhosti ali poškodovane kože

Dodatne lastnosti izdelkov Corneofix® F 20 in Sebufix® F 16



- hitra in preprosta uporaba
- rezultati se ocenjujejo vizualno ali z napravo Visioscope® in primerjajo z diagramom
- idealna orodja za promocijo vseh vrst izdelkov za nego obraza in telesa
- zlasti primerno za neposredno oglaševanje po e-pošti ali domače teste, ki jih je mogoče oceniti s posebnimi ocenjevalnimi grafikoni ali prek interneta
- privlačno promocijsko gradivo, ki ga je mogoče priložiti oglasom za izdelke v revijah

Corneofix® Sebufix®

Hiter pregled kože s posebnimi folijami



sebum in deskvamacija

Sebufix® in Corneofix® za uporabo s kamero Visioscope®



Z uporabo naprave Sebufix® skupaj z napravo Visioscope® PC35 je mogoče spremljati nastajanje sebuma v realnem času.

Če z napravo Visioscope® PC35 uporabite Corneofix®, je mogoče prikazati koščke odluščene kože.



Sebupad P 49

Blazinica za zbiranje sebuma

- posebna blazinica za zelo hitro zbiranje sebuma
- prikaže lise, ki nakazujejo aktivnost žlez lojnic
- idealno orodje za promocijo izdelkov za nadzor sebuma



Tehnični podatki:
Mere traku Sebufix® F 16: 1,7 x 1,7 cm
Mere traku Corneofix® F 16: 2 x 2 cm
Ø blazinice Sebupad SP 49: 1,4 cm, višina: 1 cm
Vse folije so dokazano povsem neškodljive za kožo.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb folij in blazinic brez predhodnega obvestila.



Arlen d.o.o.
Letoviška pot 12, 6000 Koper
W: www.ck-slovenija.si E: info@arlen.pro
T: 040 530 585