

Kako deluje?

Naprava VisioFace® RD in njena programska oprema sta bili razviti v sodelovanju z našimi partnerji iz podjetja Monaderm iz Francije za zajem **fotografij celotnega obraza visoke ločljivosti v standardiziranih pogojih**. Osredotoča se na preprosto organizacijo fotografij in podrobne primerjave.

Naprava

Naprava VisioFace® RD je opremljena s stabilno, trajno in **homogeno osvetlitvijo** obraza z **210 belimi LED-diodami**. Vgrajena je zrcalnorefleksna kamera visoke ločljivosti (18 megapikslov) s posebnim objektivom.

Področja uporabe

Idealna naprava za

- **dokumentiranje** tretmajev
- izvajanje študij **učinkovitosti**
- **primerjavo** slik skozi daljše časovno obdobje

Prednosti

- Odstranljivo **naslonjalo za glavo in brado**, ki omogoča natančno umestitev za slikanje **od spredaj ali s strani**
- **Ponovljiva umestitev** obraza: možno je prekrivanje slik (sekundarne slike) s predhodno posnetimi slikami in risanje oznak na predele, ki nas zanimajo.
- Z vsakim obrazom se posname **barvni diagram**, s katerim je mogoče fotografije primerjati skozi čas in glede na različne svetlobne razmere.
- **Priročna zasnovana** programska oprema, ki omogoča hitro delo.
- Preprosta **priprava študij** s prostovoljci in različnimi stopnjami.
- **Popolna organizacija** vseh fotografij za poznejše primerjave.

- **Hkratno povečevanje** več slik za lažjo primerjavo. V **pogledu s ploščicami** si je mogoče ogledati do 10 slik, v **pogledu s slikami, zloženimi eno na drugo**, pa še več.
- Različne **možnosti tiskanja** (slike, dodeljene študiji ali osebi, glede na čas ali samo podrobnosti študije)
- Vse spremembe podatkov v študiji so zabeležene v **zgodovini**.
- Programska oprema deluje ob prijavi. Skrbnikom in uporabnikom je mogoče dodeliti **različne pravice** (ustvarjanje študij, brisanje slik itd.).
- Možnost **prilagoditve programske opreme lastni vizualni identiteti** s prilagoditvijo logotipa in barve **ozadja**.



Tehnični podatki

Mere: 54 × 50 × 44 cm, teža: pribl. 12 kg, osvetlitev: 210 belih LED-diod, kamera: Canon EOS 550D, 18 megapikslov, senzor CMOS, avtofokus, slike je mogoče shraniti v formatu JPG (priporočeno) ali PNG, objektiv: EF 20 mm/2,8, USM: goriščna razdalja 20 mm, premer filtra 72 mm, izostritev z ultrazvokom, napajanje: zunanje 100–250 V, 47–63 Hz, DC 12 V/4 A vrata: USB
Računalnik: Windows®10, delovanje računalnika mora ustrezati zahtevam sistema, USB 2.0, 3.0
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Courage+Khazaka electronic GmbH že od leta 1986
Mathias-Brüggen-Str. 91 50829 Köln NEMČIJA

Telefon +49 221 95 64 99 0 Faks +49 221 95 64 99 1
info@courage-khazaka.de www.courage-khazaka.de

