

Povečajte prodajo izdelkov za nego kože

Skin Diagnostic SD 27

- hitra in preprosta analiza kože z meritvijo vlažnosti in sebuma neposredno na prodajnem mestu
- odlično orodje za priporočanje izdelkov za vsak tip kože
- merjenje sebuma je mogoče tudi na laseh in lasišču
- rezultat je prikazan na zaslonu in z nizom diod
- za prilagoditev meritve vlažnosti različnim razmeram (sezoni, podnebnim pasovom itd.) se upošteva temperatura okolice


SD 27 je lahka, prenosna in prilagodljiva naprava, ki deluje na baterije in je preprosta za uporabo.

Mogoča je uporaba pri neposredni prodaji, v kozmetičnih in frizerskih salonih, pri dermatologu ali v lekarni, saj boste lažje pritegnili stranke in pospešili prodajo kozmetičnih izdelkov.

vlažnost in sebum



prilagoditev temperature



interpretacija



Tehnični podatki:
Napajanje: baterija (9 V), izbirno zunanje napajanje (100–240 V AC/9 V DC);
mere: 17 × 20 × 5,5 cm;
teža: 0,5 kg
Načela merjenja: sebum: fotometrija (lestvica 0–99),
hidracija: kapacitivnost (lestvica 0–99)

Pridrujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.



Arlen d.o.o.
Letoviška pot 12, 6000 Koper
W: www.ck-slovenija.si E: info@arlen.pro
T: 040 530 585